

Wb、Elisa用抗Ctu2ポリクローナル抗体 - Q2Vpk5

商品番号: CM0014744

前書き

ヒトCTU2（細胞質tRNA 2-チオール化タンパク質2）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびラット試料での反応性が確認済みです。推定分子量は56 kDaです。tRNA修飾および翻訳忠実度の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CTU2 ウサギpAb
備考/別名	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	348180
GeneID	348180
免疫原	ヒトCTU2 (NP_001012777.1) のアミノ酸186-515に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q2VPK5
タンパク質分子量	56kDa
輸送	氷袋