

Anti-Cuedc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Nwm3

商品番号: CM0023877



前書き

ヒトCUEDC1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。CUEドメインタンパク質およびプロテオミクスの研究に最適です。 -

Q9NWM3。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CUEDC1 Rabbit pAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	404093
GeneID	404093
免疫原	ヒトCUEDC1 (NP_001258804.1) のアミノ酸187-386に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NWM3
タンパク質分子量	42kDa
配送	水袋