

Wb、Elisa用抗Cul4Bポリクローナル抗体 - Q13620

商品番号: CM0017218



前書き

ヒトCUL4Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプル中のCUL4Bを検出します。ユビキチン化および細胞周期の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CUL4B Rabbit pAb
備考/別名	SFM2; MRXSC; CUL-4B; MRXHF2; MRXS15; CUL4B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8450
GeneID	8450
免疫原	ヒトCUL4B (NP_003579.3) のアミノ酸1-152に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13620
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋