

Wb、Elisa用 Anti-Cul5 ポリクローナル抗体 - Q93034

商品番号: CM0029594



前書き

ヒト、マウス、ラットでWBおよびELISAについて検証済みのCUL5ウサギポリクローナル抗体。E3ユビキチンリガーゼ複合体の足場タンパク質であるcullin-5を検出します。ユビキチン化およびプロテアソーム分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CUL5 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CUL-5; VACM1; VACM-1; CUL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8065
GeneID	8065
免疫原	ヒトCUL5 (NP_003469.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93034
タンパク質分子量	91kDa
配送	氷袋