


Anti-Cullin 1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q13616

商品番号: CM0020066



前書き

ヒトCullin-1 (CUL1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。細胞周期およびシグナル伝達におけるSCFユビキチンリガーゼ複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 1 ウサギ pAb
備考/別名	Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835
種	ヒト
GeneID	8454
免疫原	ヒトCullin 1 (NP_003583.2) のアミノ酸435-593に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13616
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ