

Anti-Cullin 2 (Cul2) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q13617

商品番号: CM0008925



前書き

WB、IHC-P、ELISA用のCullin 2 (CUL2)

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて約87/89

kDaのバンドを検出します。ユビキチン化およびHIF-1 α 分解の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 2 Rabbit mAb
備考/別名	CUL2; cullin-2; Cullin 2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8453
遺伝子ID	8453
免疫原	ヒトCullin 2 (Q13617) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13617
タンパク質分子量	87 kDa/89 kDa
配送	アイスバッグ