

抗Cullin 2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q13617

商品番号: CM0026001



前書き

ヒトCullin 2

(CUL2)を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAの用途で検証済みです。E3ユビキチンリガーゼ複合体、HIF制御、プロテアソーム分解経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 2 ウサギ pAb
別名	CUL2; cullin-2; Cullin 2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8453
遺伝子ID	8453
免疫原	ヒトCullin 2 (NP_001185708.1)のアミノ酸40～310番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13617
タンパク質分子量	87kDa
輸送方法	氷袋