

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Cullin 3 モノクローナル抗体 - Q13618

商品番号: CM0002943



前書き

Cullin 3 ウサギ モノクローナル抗体

(Q13618)、WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。
Cullin-RING E3

ユビキチンリガーゼ複合体のコア足場タンパク質。ユビキチン化経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 3 ウサギ mAb
備考/別名	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8452
遺伝子ID	8452
免疫原	ヒト Cullin 3 (Q13618) のアミノ酸669-768に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13618
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷バッグ