

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cullin 3ポリクローナル抗体 - Q13618

商品番号: CM0013430



前書き

ヒトCullin-

3 (CUL3) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン-

プロテアソーム経路および細胞周期研究にご活用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 3ウサギpAb
備考/別名	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
種	ヒト
遺伝子ID	8452
免疫原	ヒトCullin 3 (NP_003581.1) のアミノ酸468〜768に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13618
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷バッグ