

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cullin 3ウサギポリクローナル抗体 - Q13618

商品番号: CM0020254



前書き

ヒトCullin 3（CUL-3、PHA2E）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン化およびプロテアソーム経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 3ウサギpAb
備考／別名	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8452
免疫原	ヒトCullin 3（NP_003581.1）のアミノ酸569～768に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13618
タンパク質分子量	89kDa
輸送	アイスバッグ