

## Anti-Cullin-4A ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q13619

商品番号: CM0009111



### 前書き

ヒトCullin-4A（CUL4A）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。88 kDaのタンパク質を認識；ユビキチン化およびDNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 製品名         | Cullin 4A Rabbit mAb                       |
| 備考/別名       | CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A                |
| 種           | ヒト                                         |
| GeneID (ヒト) | 8451                                       |
| GeneID      | 8451                                       |
| 免疫原         | ヒトCullin 4A（Q13619）のアミノ酸660-759に相当する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                  |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                           |
| 交差反応性       | ヒト                                         |
| SWISS       | Q13619                                     |
| タンパク質分子量    | 88kDa                                      |
| 配送          | アイスバッグ                                     |