

抗Cullin 4Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q13619

商品番号: CM0025738



前書き

Cullin

4Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。タンパク質ユビキチン化とDNA修復に関与するカルリン-RING E3ユビキチンリガーゼ複合体のコア成分であるヒト、マウス、ラットのCUL4Aと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cullin 4A Rabbit pAb
備考/別名	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8451
遺伝子ID	8451
免疫原	合成ペプチド ヒトCullin 4A (NP_001008895.1) のアミノ酸1-300番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13619
タンパク質分子量	88kDa
発送	氷袋