

Anti-Cux1ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P39880 / Q13948

商品番号: CM0023522

前書き

CUX1 Rabbit pAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、およびラットのCUX1（ニューロン分化および細胞周期制御に関与する重要な転写因子）と反応し、IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CUX1 Rabbit pAb
備考/別名	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDD1; p100; p110; p200; CUTL1; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
種	ヒト
遺伝子ID	1523
免疫原	ヒトCUX1 (NP_001189472.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P39880/Q13948
タンパク質分子量	72-77kDa/147-165kDa
配送	アイスバッグ