

WbおよびElisa用抗Cwc22ポリクローナル抗体 - Q9Hcg8

商品番号: CM0016784



前書き

CamelBioのCWC22ウサギpAbは、ヒトおよびマウスのpre-mRNAスプライシング因子CWC22ホモログを検出します。WBおよびELISAに適しています。スプライソソーム機能、EJC形成、ナンセンス変異依存mRNA分解の研究に最適なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CWC22ウサギpAb
別名	NCM、fSAPb、EIF4GL、CWC22
種	ヒト
遺伝子ID	57703
免疫原	ヒトCWC22 (NP_065994.1) のアミノ酸639〜908に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9HCG8
タンパク質分子量	105 kDa
輸送	保冷バッグ