

Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用 抗Cx3Cl1ラビットモノクローナル抗体 - O35188

商品番号: CM0008709

前書き

WB、IP、IHC-P、ELISAで使用実績のある抗CX3CL1ラビットモノクローナル抗体。マウスFractalkine (O35188)を標的とし、免疫応答、白血球接着、神経炎症に関与するケモカインです。炎症および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CX3CL1 Rabbit mAb
備考/別名	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6376
遺伝子ID	20312
免疫原	マウスCX3CL1 (NP_033168.2) のアミノ酸25-337に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O35188
タンパク質分子量	42 kDa
配送	氷袋