

抗Cx3Cl1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - O35188

商品番号: CM0030174

前書き

マウスCX3CL1（フラクタルカイン）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応しています。マウスサンプルで検証済みであり、ケモカインシグナル伝達、炎症、細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CX3CL1 Rabbit pAb
備考/別名	NTN; NTT; CXC3; CXC3C; SCYD1; ABCD-3; C3Xkine; fractalkine; neurotactin
種	マウス
GeneID (ヒト)	6376
GeneID	20312
免疫原	マウスCX3CL1 (NP_033168.2) のアミノ酸25～337番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O35188
タンパク質分子量	42 kDa
発送方法	保冷剤