

Anti-Cx3Cr1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P49238

商品番号: CM0025141



前書き

CamelBioは、ヒトCX3CR1（フラクタルカイン受容体）に対するウサギポリクローナル抗体を提供しており、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。炎症、免疫学、および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CX3CR1 Rabbit pAb
備考/別名	V28; CCRL1; GPR13; CMKDRI; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1524
GeneID	1524
免疫原	ヒトCX3CR1 (NP_001328.1) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49238
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋