

Wb、Elisa用抗Cxcl10/Ip-10ポリクローナル抗体 - P02778

商品番号: CM0013508



前書き

ヒトCXCL10/IP-10（C-X-Cモチーフケモカイン10）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、免疫細胞の走化性およびウイルス応答に参与する11 kDaの分泌型炎症性サイトカインを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL10/IP-10ウサギpAb
備考/別名	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3627
GeneID	3627
免疫原	ヒトCXCL10/IP-10（NP_001556.2）のアミノ酸20～98に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02778
タンパク質分子量	11 kDa
配送	保冷バッグ