

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cxcl10/Ip-10ポリクローナル抗体 - P02778

商品番号: CM0020465



前書き

CamelBioのCXCL10/IP-10ウサギポリクローナル抗体（P02778）は、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応し、免疫細胞遊走やウイルス応答に関与する炎症誘発性ケモカインを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL10/IP-10 ウサギpAb
備考/別名	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3627
GeneID	3627
免疫原	ヒトCXCL10/IP-10 (NP_001556.2) のアミノ酸22-98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02778
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤