

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cxcl11 ウサギポリクローナル抗体 - O14625

商品番号: CM0029098



前書き

ヒトCXCL11 (IP-9/I-TAC) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性あり。ケモカインおよびT細胞遊走研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL11 ウサギ pAb
備考/別名	IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6373
GeneID	6373
免疫原	ヒトCXCL11 (NP_005400.1) のアミノ酸22-94に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14625
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ