


Wb用抗Cxcl12ポリクローナル抗体 - P48061

商品番号: CM0023559



前書き

ヒトCXCL12に対する高親和性ウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ケモカインシグナル伝達、がん、および免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL12 Rabbit pAb
備考/別名	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPARI; SCYB12; CXCL12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6387
免疫原	ヒトCXCL12 (NP_000600.1) のアミノ酸40-93以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48061
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋