


## 抗Cxcl12/Sdf-1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P48061

商品番号: CM0014845



### 前書き

ヒトCXCL12/SDF-

1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。走化性、がん、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                 |
|------------|---------------------------------------------------|
| 製品名        | CXCL12 Rabbit pAb                                 |
| 別名         | IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPARI; SCYB12; CXCL12      |
| 対象種        | ヒト                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6387                                              |
| 免疫原        | ヒトCXCL12 (NP_000600.1) のアミノ酸40-93番目の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                         |
| 用途         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS      | P48061                                            |
| タンパク質分子量   | 11kDa                                             |
| 発送方法       | 保冷剤                                               |