


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cxcl4/Pf4モノクローナル抗体 - P02776

商品番号: CM0005053



前書き

ヒトCXCL4/PF4を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ケモカインシグナル伝達および血小板生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL4/PF4 Rabbit mAb
備考/別名	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5196
GeneID	5196
免疫原	合成ペプチド ヒトCXCL4/CXCL4/PF4 (P02776) のアミノ酸1-101内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02776
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋