


Antianti-

ヒトCxcl4/Pf4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa対応） - P02776

商品番号: CM0021504



前書き

ヒトCXCL4/PF4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ケモカイン、炎症、および造血の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL4/PF4 Rabbit pAb
備考/別名	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5196
GeneID	5196
免疫原	ヒトCXCL4/PF4 (NP_002610.1) のアミノ酸32-101に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02776
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ