

抗Cxcl6ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa) - P80162

商品番号: CM0022319



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのCXCL6ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのCXCL6/GCP-2と反応し、炎症研究におけるケモカイン研究やIVD（体外診断用医薬品）アッセイ開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL6 ウサギpAb
備考/別名	GCP2; CKA-3; GCP-2; SCYB6; CXCL6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6372
GeneID	6372
免疫原	ヒトCXCL6のアミノ酸38-114に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002984.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P80162
タンパク質重量	12kDa
配送	アイスバッグ