

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cxcl9/Migウサギモノクローナル抗体 - Q07325

商品番号: CM0010867

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗CXCL9/MIGウサギモノクローナル抗体。CXCR3を介してT細胞の遊走を誘導するケモカインであるヒトCXCL9に特異的です。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCL9/MIGウサギmAb
備考／別名	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4283
遺伝子ID	4283
免疫原	ヒトCXCL9/MIG (NP_002407.1) のアミノ酸23～125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q07325
タンパク質分子量	14 kDa
輸送	保冷剤