

抗Cxcr1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P25024

商品番号: CM0023470



前書き

WB、IHC-

P、ELISA対応の高品質CXCR1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。好中球走化性を媒介するIL-8受容体を標的とし、IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCR1 ウサギ pAb
別名	C-C, CD128, CD181, CKR-1, IL8R1, IL8RA, CMKAR1, IL8RBA, CDw128a, C-C-CKR-1, CXCR1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3577
GeneID	3577
免疫原	合成ペプチド ヒトCXCR1 (NP_000625.1) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25024
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤