


WbおよびElisa用Anti-Cxcr3ラビットモノクローナル抗体 - P49682

商品番号: CM0003097



前書き

ヒトCXCR3 (CD183)

を標的とする高品質なラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。がんおよび炎症性疾患の研究において、ケモカインシグナル伝達、免疫細胞遊走、および血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCR3 Rabbit mAb
備考/別名	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2833
免疫原	合成ペプチド - ヒトCXCR3 (P49682) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49682
タンパク質分子量	41kDa
配送	アيسバッグ