

Wb、Elisa用 抗Cxcr4ウサギモノクローナル抗体 - P61073

商品番号: CM0002616



前書き

ヒトCXCR4 (C-X-

Cケモカイン受容体タイプ4、CD184)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済み。CXCR4は、ケモカインシグナル伝達、HIV侵入、細胞遊走、炎症に関与するGPCRです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCR4 ウサギ mAb
備考/別名	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPYY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7852
遺伝子ID	7852
免疫原	ヒトCXCR4 (P61073) のアミノ酸253-352に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P61073
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ