

抗Cxcr5/Cd185ウサギモノクローナル抗体（Wb、Fc、Elisa用） - P32302

商品番号: CM0007571

前書き

ヒトC-X-
Cケモカイン受容体5型（BLR1、MDR15）を標的とする抗CXCR5/CD185ウサギモノクローナル抗体（クローン非公開）です。B細胞およびリンパ腫研究におけるウエスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISA用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCR5/CD185 ウサギmAb
備考/別名	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5/CD185
対象種	ヒト
遺伝子ID	643
免疫原	ヒトCXCR5（NP_001707.1）のアミノ酸1-47番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32302
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋