

Wb・Elisa用抗Cxcr6ウサギポリクローナル抗体 - O00574

商品番号: CM0023868

前書き

ヒトCXCR6ケモカイン受容体に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。リンパ組織におけるHIV/SIVコレセプター機能や免疫細胞トラフィッキングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXCR6 Rabbit pAb
別名	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10663
免疫原	ヒトCXCR6 (NP_006555.1) のアミノ酸1〜100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00574
タンパク質分子量	39KDa
輸送条件	保冷剤