


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用Anti-Cxxc1ポリクローナル抗体 - Q9P0U4

商品番号: CM0013603



前書き

WB、IHC-P、IP、ELISA用CXXC1（CFP1/CpG結合タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済み。転写制御およびクロマチン生物学の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXXC1 Rabbit pAb
備考/別名	CFP1; CGBP; SPPI; PCCX1; PHF18; hCGBP; ZCGPC1; HsT2645; 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; CXXC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30827
GeneID	30827
免疫原	ヒトCXXC1（NP_001095124.1）のアミノ酸1-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P0U4
タンパク質分子量	76 kDa
配送	氷袋