


Anti-Cxxc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

商品番号: CM0025230



前書き

ヒトCXXC1（CpG結合タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチン研究における核タンパク質の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CXXC1 Rabbit pAb
備考/別名	CFP1, CGBP, SPPI, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30827
GeneID	30827
免疫原	ヒトCXXC1 (NP_001095124.1) のアミノ酸401-660に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P0U4
タンパク質分子量	76kDa
配送条件	氷袋