


抗Cyb5Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P00167

商品番号: CM0025153



前書き

ヒトCYB5Aを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ヒトCYB5A（NP_683725.1）のN末端領域に対して作製されました。チトクロームb5の電子伝達および膜オキシゲナーゼ機能の研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	CYB5A ウサギpAb
備考/別名	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1528
遺伝子ID	1528
免疫原	ヒトCYB5A（NP_683725.1）のアミノ酸1～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00167
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤