


Wb、Elisa用抗Cyb5Bポリクローナル抗体 - O43169

商品番号: CM0014307



前書き

ヒトCYB5B（OMB5）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスと交差反応します。ミトコンドリア電子伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYB5B ウサギpAb
備考/別名	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	80777
GeneID	80777
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCYB5B（NP_085056.2）のアミノ酸16～150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43169
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	保冷剤