

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Cyb5R1ポリクローナル抗体 - Q9Uhq9

商品番号: CM0019929

前書き

ヒトCYB5R1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。NADH-シトクロームb5レダクターゼの機能および脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYB5R1 Rabbit pAb
備考/別名	B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1
種	ヒト
遺伝子ID	51706 (ヒト)
免疫原	ヒトCYB5R1 (NP_057327.2) のアミノ酸1-305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UHQ9
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋