


抗Cyb5R3モノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P00387

商品番号: CM0002524



前書き

ヒトCYB5R3（NADH-シトクロムb5レダクターゼ3）に対するウサギモノクローナル抗体（WBおよびELISA用）。ヒトおよびラットのサンプルと交差反応します。電子伝達および脂質代謝の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYB5R3 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	B5R; DIA1; CYB5R3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1727
GeneID	1727
免疫原	合成ペプチド ヒトCYB5R3（P00387）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P00387
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ