


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Cyb5R3 ポリクローナル抗体 - P00387

商品番号: CM0030602



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/IC C、ELISAで検証済みのCYB5R3ウサギポリクローナル抗体。シトクロムb5還元、脂質代謝、赤血球生物学の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYB5R3 ウサギ pAb
備考/別名	B5R; DIA1; CYB5R3
種	ヒト
GeneID	1727
免疫原	ヒトCYB5R3 (NP_001165131.1) のアミノ酸125-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00387
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ