


抗Cyb5R3ポリクローナル抗体（Kdバリデーション済） Wb・Elisa用途 - P00387

商品番号: CM0022753



前書き

ヒトCYB5R3（NADH-チトクロムb5レダクターゼ3）を標的とする高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAへの使用に適しています。ラットと交差反応します。UniProt P00387。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済] CYB5R3 ウサギpAb
備考／別名	CYB5R3; B5R; DIA1; チトクロムb5レダクターゼ3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1727
遺伝子ID	1727
免疫原	ヒトCYB5R3（NM_000398.7）のアミノ酸27番～301番の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P00387
タンパク質分子量	31kDa/34kDa/38kDa
発送	保冷剤