


抗Cybrd1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q53Tn4

商品番号: CM0021951



前書き

CYBRD1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたWBおよびELISAでバリデーション済み。鉄吸収および鉄還元酵素の研究に最適です。主要仕様と技術的なヒントを含みます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYBRD1 ウサギpAb
備考／別名	DCYTB; FRRS3; CYB561A2; CYBRD1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79901
免疫原	ヒトCYBRD1（NP_079119.3）のアミノ酸215～286に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q53TN4
タンパク質分子量	32 kDa
輸送条件	アイスバッグ