


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cyc1ウサギポリクローナル抗体 - P08574

商品番号: CM0015153



前書き

ミトコンドリア電子伝達系の複合体IIIの触媒コアサブユニットであるヒトCYC1に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYC1 Rabbit pAb
備考／別名	UQCR4; MC3DN6; CYC1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	1537
GeneID	1537
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCYC1 (NP_001907.2) のアミノ酸85～291に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08574
タンパク質分子量	35 kDa
配送	保冷剤