

Wb、Ip、Elisa用 抗Cyclin A1/A2 ウサギモノクローナル抗体 - P20248 / P78396

商品番号: CM0007835



前書き

Cyclin

A1/A2を標的とするウサギモノクローナル抗体で、W B、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのサンプルと反応し、細胞周期およびがん研究に有用です。P20248 / P78396。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin A1/A2 ウサギmAb
別名/略称	CCN1; CCNA; CT146; Cyclin A1/A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	890/8900
免疫原	ヒトCyclin A1/A2 (P20248) のアミノ酸250～465番に対応する組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20248/P78396
タンパク質分子量	49 kDa/52 kDa
発送方法	保冷剤