


抗Cyclin A2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P20248

商品番号: CM0026627



前書き

Cyclin A2

(CCNA2)を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、細胞周期およびがん研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin A2 ウサギpAb
別名	CCN1; CCNA; Cyclin A2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	890
遺伝子ID	890
免疫原	合成ペプチド (ヒトCyclin A2 (NP_001228.1)のアミノ酸350-432領域の配列に相当する合成ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P20248
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	氷袋