

抗サイクリンA2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - P20248

商品番号: CM0003881



前書き

ヒトCyclin

A2（P20248）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin A2 ウサギmAb
備考/別名	CCN1; CCNA; Cyclin A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	890
GeneID	890
免疫原	ヒトCyclin A2（P20248）のアミノ酸11-210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20248
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷剤