


Anti-Cyclin B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P14635

商品番号: CM0021183



前書き

ヒトCyclin

B1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCCNB1（重要な細胞周期制御因子）を認識します。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin B1 Rabbit pAb
備考/別名	CCNB; Cyclin B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	891
GeneID	891
免疫原	合成ペプチド ヒトCyclin B1 (NP_114172.1) のアミノ酸334-433領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14635
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ