

抗サイクリンB2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95067

商品番号: CM0020042

前書き

ヒトCyclin

B2（G2/分裂期特異的サイクリンB2）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに反応します。細胞周期と有糸分裂研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	Cyclin B2 ウサギpAb
別名	HsT17299; Cyclin B2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9133
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCyclin B2（NP_004692.1）のアミノ酸1-100番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95067
タンパク質分子量	45kDa
発送	氷袋