

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗サイクリンB2 ウサギモノクローナル抗体 - O95067

商品番号: CM0011689

前書き

サイクリンB2 ウサギモノクローナル抗体 (UniProt: O95067) は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。細胞周期と有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンB2 ウサギ mAb
備考/別名	HsT17299; サイクリンB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9133
GeneID	9133
免疫原	合成ペプチド ヒトサイクリンB2 (O95067) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95067
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ