

Anti-Cyclin B2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O95067

商品番号: CM0029486

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証されたCyclin B2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCyclin B2（重要な細胞周期制御因子）を検出します。有糸分裂および細胞分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin B2 Rabbit pAb
備考/別名	HsT17299; Cyclin B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9133
GeneID	9133
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95067
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋