

WbおよびElisa用 抗Cyclin Cポリクローナル抗体 - P24863

商品番号: CM0015046



前書き

ヒトCyclin

Cに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに最適です。マウスおよびラットと交差反応し、転写調節研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin C Rabbit pAb
備考/別名	CycC; SRB11; hSRB11; Cyclin C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	892
GeneID	892
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCyclin C (NP_005181.2) のアミノ酸1-283に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24863
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ