

抗サイクリンCウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P24863

商品番号: CM0030763



前書き

ヒトCyclin

C（CCNC、hSRB11）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットにおける内在性Cyclin

Cを検出します。転写および細胞周期研究の用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin C Rabbit pAb
別名	CycC, SRB11, hSRB11, Cyclin C
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	892
GeneID	892
免疫原	ヒトCyclin C (NP_005181.2) のアミノ酸1～283番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24863
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋